



TECNOLOGÍA ARGENTINA

PLATAFORMA
ON LINE

PLATAFORMA DE MONITOREO

DATA MAMBA

Plataforma centralizada en la **"integridad de datos"** y el cumplimiento de las normativas GLP/GMP.



MONITOREO

Visualización 24/7 y
avisos al celular

AUDITORÍA

Generación de reportes
técnicos auditables

ACCESO ON-LINE

Portal web y app para
celular, tablet y PC

CAPACIDADES DEL SISTEMA

ARQUITECTURA CLOUD & LOCAL

Nuestra Plataforma **DATA MAMBA** permite centralizar la información proveniente de múltiples dispositivos de medición en un solo lugar. El sistema recolecta datos relevantes y, al mismo tiempo, los transforma en información estratégica para el aseguramiento de la calidad y reducción de riesgos.

✓ Portal de monitoreo remoto

Todos los equipos en una pantalla, con desvíos resaltados, históricos en gráfico o tabla, estado de batería y energía, y ajuste de límites.

✓ App y avisos al celular

Se instala con un código QR y avisa, aun cerrada, cuando un valor sale de límite, un equipo deja de reportar o su batería está baja.

✓ Gestor de reportes automáticos

Generación de reportes en segundos en formato PDF, con gráficos vectoriales y tablas de máximos, mínimos y datos crudos.

✓ Seguridad de la información

Base de datos con backup automático. Si un equipo pierde conexión, sus datos se incorporan luego con fecha y hora real.

ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD

Web / App celular / PC

EQUIPOS

RT-4 / RTH-0 / RTH-1

REGISTRO DE DATOS

Cada 10 minutos

AVISOS

App / email / Telegram

EXPORTACIÓN

PDF

SEGURIDAD

Encriptación SSL

SOPORTE TÉCNICO

On line y presencial



PLATAFORMA AUDITABLE

REPORTES TÉCNICOS INALTERABLES

El sistema elimina la subjetividad y el error humano en la confección de registros térmicos. Los reportes emitidos por la plataforma **DATA MAMBA** cumplen con los estándares de revisión de calidad exigidos, permitiendo una firma digital y un archivo seguro para su presentación ante organismos reguladores.

MAMBA LABS

Tecnología Argentina

info@mambalabs.com.ar

www.mambalabs.com.ar